

APE 1.3. PAUTA DE SUPERVISION: MATERIAL ESTERILIZADOS FUERA DE LA INSTITUCIÓN

Record ID

Nombre Evaluador

Fecha

Nombre Evaluado en despacho

Tipo Instrumental

APLICACIÓN DE PAUTA

1.- Recepciona en contenedor hermético, de uso exclusivo de transporte de material estéril y verifica estado ☐ Sí ☐ No

2.- Recepciona los elementos esterilizados uno a uno al funcionario de la empresa externa, chequeando guía de despacho correspondiente ☐ Sí ☐ No

3.- Revisa el material uno a uno , constatando viraje del control químico externo, indemnidad envoltorio, fecha de vencimiento, nombre operador y registro del servicio de origen si procede ☐ Sí ☐ No

4.- Deposita los elementos esterilizados en los contenedores con tapa e identificación de los servicios para su posterior entrega ☐ Sí ☐ No

5.- Archivar guía de despacho en carpeta dispuesta para ello ☐ Sí ☐ No

Observaciones

CUMPLE =1
NO CUMPLE = 0