

	HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA	Código: GCL 3.3
	UNIDAD DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE	Versión: 1
	TÉCNICA DE HIGIENE DE MANOS QUIRÚRGICA	Fecha: 01/2024 Vigencia: 1 año

INDICADOR	% cumplimiento de la técnica de higiene quirúrgica de manos
FÓRMULA	Nº de pautas aplicadas de técnica de higiene de manos quirúrgica que cumplen con el protocolo x100
	Nº total de pautas aplicadas de técnica de higiene de manos quirúrgica
ESTÁNDAR DE CUMPLIMIENTO	85%
FUENTE DE INFORMACIÓN	Pauta de cotejo software REDCap
PERIODICIDAD	Mensual
RESPONSABLE	Enfermera Encargada de Calidad del Servicio.
METODOLOGÍA DE LA MEDICIÓN	La muestra se obtendrá utilizando Calculadora Muestral de la SdS, estableciendo como Universo el periodo comprendido entre Enero a Diciembre de 2023, lo que da un total de (9352 cirugías), con un umbral de un 85% y un margen de error de un 10%. El número de Pautas obtenidas en el cálculo muestral es de 9 Pautas a aplicar. La medición se realiza según calendario entregado por la Unidad de Calidad y Seguridad del Paciente.
CRITERIOS EVALUADOS	<p>Los criterios que evaluar son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mangas descubiertas hasta el codo. - Se encuentra libre de accesorios en manos y muñecas. - Abre llave de agua, humedece manos y brazos. Coloca en palma izquierda jabón antiséptico, inicia frotación de yemas de mano derecha en palma izquierda (descontamina uñas), frota dorso de mano derecha hasta el codo. Mantiene la mano más alta que el brazo en todo momento. - Coloca en palma derecha jabón antiséptico, inicia frotación de yemas de mano izquierda en palma derecha (descontamina uñas), frota dorso de mano izquierda hasta el codo. Mantiene la mano más alta que el brazo en todo momento. - Coloca jabón nuevamente en palma y frota ambas manos, palmas, interdigitales, pulgares y muñecas (dos minutos). - Enjuaga manos y brazos pasando agua desde punta de dedos hasta codos. - Se dirige a pabellón con manos en alto. - En quirófano, se seca con toalla estéril. - Se seca en orden manos, muñecas y codo. - Tiempo de duración desde inicio es de 3 a 5 minutos.
SERVICIOS O UNIDADES	Pabellón, Angiografía