

	HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA	Código: APE 1.3
	UNIDAD DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE	Versión: 1
	PROCESOS DE ESTERILIZACION: INSPECCIÓN	Fecha: 01/2025 Vigencia: 1 año

INDICADOR	% de cumplimiento de cajas quirúrgicas de traumatología inspeccionadas en la Unidad de Esterilización según protocolo
FÓRMULA	Nº de cajas quirúrgicas de Traumatología inspeccionadas que cumplen según protocolo x 100
	Nº total de cajas quirúrgicas de Traumatología inspeccionadas según protocolo en el período evaluado
ESTÁNDAR DE CUMPLIMIENTO	95%
FUENTES DE INFORMACIÓN	Pauta de cotejo software REDCap.
PERIODICIDAD	Mensual
RESPONSABLE	Enfermera Jefe de la Unidad de Esterilización
METODOLOGÍA DE LA MEDICIÓN	Dado que el Universo es desconocido, se utiliza Calculadora Muestral de la SdS, con un umbral de un 95% y un margen de error de un 5%, lo que arroja 6 pautas. Esta medición se realiza de lunes a viernes, en horario hábil, según calendario entregado por la Unidad de Calidad y Seguridad del Paciente. En el caso de que la randomización para la fecha designe un día no hábil para la medición, se utiliza el día hábil siguiente.
CRITERIOS EVALUADOS	Los criterios evaluados son los siguientes: 1. Lavado clínico de manos o higienización de manos 2. Uso de delantal con mangas y gorro integral 3. Revisión del estado del contenedor, sujeción de porta filtro y hermeticidad de la Tapa del contenedor. 4. Revisión del instrumental en forma intencionada usando lámpara-lupa 5. Revisión de piezas ensambladas, desarmadas e interior de piezas articuladas 6. Verificación permeabilidad de los lúmenes Se da por cumplida la Pauta en los siguientes casos: - Puntos 1 y 2 (respuesta obligatoria) - Puntos desde el 3 al 5, si se detiene el proceso por algún hallazgo, se da por cumplida. - Punto 6 (respuesta obligatoria)
SERVICIOS O UNIDADES	Esterilización